

TEOSYAL® PEN

Первое моторизированное беспроводное устройство для инъекций филлеров и биоревитализантов



▶ ПРЕИМУЩЕСТВА TEOSYAL® PEN

- Снижает уровень болезненности в сравнении с мануальными инъекциями*
- Снижает степень выраженности побочных эффектов в сравнении с мануальными инъекциями
- Снижает количество вводимого продукта в сравнении с мануальными инъекциями
- Ювелирно точное количество вводимого препарата


▶ КОМФОРТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА*

Вес: 40 г; быстрая и лёгкая сборка; совместимость с большинством шприцев различных брендов, филлеров и биоревитализантов, со всеми видами игл и канюлей




▶ РАВНОМЕРНАЯ И ВЫСОКОТОЧНАЯ ЭКСТРУЗИЯ

Хорошо контролируемый постоянный поток, не зависящий от сопротивления тканей, вязкости препарата и навыков врача



Давление, приложенное для экстракции, и уровень болезненности во время инъекирования в зависимости от метода введения

▶ ТОЧНОЕ И ДЕЛИКАТНОЕ ИНЪЕЦИРОВАНИЕ ВЫСОКОВЯЗКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОНАХ



- Тонкие морщины
- Носослезная и пальпобромаларная борозды
- Скулы
- Кисетные морщины
- Губы
- Подбородок и овал лица

▶ ЭКОНОМИЯ ВВОДИМОГО ПРОДУКТА**

В **62,3%** инъекций, проведённых с помощью Teosyal Pen, потребовалось меньшее количество гиалуроновой кислоты (в сравнении с мануальными инъекциями)

▶ ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТА

Естественные результаты и отсутствие болезненности

* За дополнительной информацией обращайтесь к инструкциям Teosyal® PEN
Teosyal® PEN изготовлен компанией Juvaplus. Маркировка CE, Class IIa (CE 0434)

** Европейские исследования Teosyal Pen включали 30 врачей и 236 пациентов
42 пациентам никогда не проводились мануальные инъекции ГК. Отчет N°40NB64. 2014